



Una gama completa de puntas que se adapta a sus necesidades

Escarificación 04



Perio 06



Perio (Mantenimiento) 07-08




Restauración (Para Intervenciones Mínimas) 10



Restauración (Para Intervenciones Mínimas) 12-14



Puntas-V (Endodencia) 16





# ESCARIFICACIÓN



# ESCARIFICACIÓN



ESCARIFICACIÓN

## MODELO S1

- Corte Transversal
- Eliminación de sarro marginal gingival.




CÓDIGO DE PEDIDO **Z252411**

- Tipo Universal

## MODELO S2

- Corte Transversal





CÓDIGO DE PEDIDO **Z252413**

- Tipo Hoz



## MODELO S3


- Corte Transversal
- Eliminación de sarro marginal gingival.



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252412**


- Tipo Perio

# PERIO



## MODELO S10

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación del sarro de espacios interdientales estrechos.





CÓDIGO DE PEDIDO **Z252420**

- Tipo Universal Línea Delgada

## MODELO S20

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación de placa dental subgingival.





CÓDIGO DE PEDIDO **Z252441**

- Raspado de Raíz (Punta recta)

## MODELO S21R

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación del sarro de espacios interdientales estrechos.
- Eliminación de placa dental subgingival.



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252442**

- Raspado de Raíz (Punta curva derecha)

## MODELO S21L

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación del sarro de espacios interdientales estrechos.
- Eliminación de placa dental subgingival.



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252443**

- Raspado de Raíz (Punta curva izquierda)




# PERIO



# PERIO (Mantenimiento)


Para el mantenimiento de prótesis y prótesis soportadas por implantes.

Las puntas están elaboradas con un material especial que no daña las superficies de los implantes ni los materiales de restauración.



## MODELO V-P10

V-P10 sirve para el mantenimiento de prótesis. Su forma ofrece fácil acceso a todas las áreas de tratamiento.




CÓDIGO DE PEDIDO **Y900184**

- Juego de 3
- No incluye soporte S35



## MODELO V-P11R

Las V-P11R/L derecha e izquierda son puntas con doble curva. Esta punta es extralarga para facilitar el acceso a zonas difíciles y evitar interferencias con los dientes adyacentes o los contornos. Su forma fue especialmente diseñada para adaptarse a las distintas morfologías de las piezas dentarias, haciendo de ella una punta apta para una amplia gama de aplicaciones, desde las piezas anteriores hasta los premolares.




CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002165**

- Punta curva derecha • Juego de 3
- No incluye soporte S35



## MODELO V-P11L





CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002166**

- Punta curva izquierda • Juego de 3
- No incluye soporte S35

## MODELO V-P12

V-P12 es una versión más larga de la popular punta V-P10. Ideal para una amplia gama de aplicaciones.



CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002167**

- Juego de 3
- No incluye soporte S35



## MODELO S35

Soporte de Puntas-V



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252015**

- Incluye la llave E para reemplazo de Puntas.
- No incluye la Punta de plástico.

## MODELO Kit Escarificador Neumático




CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002754**

- S35 soporte : 1 pieza
- V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12 : 1 pieza cada uno
- Incluye llave de sustitución E-Tip

# RESTAURACIÓN



## RESTAURACIÓN (Para Intervenciones Mínimas)







MODELO **S65D**

MODELO **S66D**

MODELO **S67D**

MODELO **S68D**

La forma esférica de estas puntas las hace aptas para realizar ajustes delicados, así como para eliminar caries en las zonas cervical e interproximal.



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252465**

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252466**

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252467**

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252468**

• Recubierta de diamante

• Recubierta de diamante


• Recubierta de diamante

• Recubierta de diamante



Eliminación de caries en las zonas cervical e interproximal.

# RESTAURACIÓN





# RESTAURACIÓN (Para preparación del núcleo de la corona)



MODELO **S71D**

MODELO **S72D**

Estas puntas son planas y presentan bordes seguros para llevar a cabo preparaciones en zonas mesiales o distales.



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252471**

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252472**

• Recubierta de diamante

• Recubierta de diamante



# RESTAURACIÓN (Para preparación del núcleo de la corona)








## MODELO S81D

## MODELO S82D

## MODELO S83D

## MODELO S86D

Estas puntas pueden usarse para terminar márgenes tras preparar la zona con una fresa convencional. Esto permite suavizar los bordes afilados y surcos gingivales evitando lesiones, algo que no se puede lograr únicamente con instrumentos rotatorios.



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252469**

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252462**

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252461**



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252460**


• Recubierta de diamante

• Recubierta de diamante

• Recubierta de diamante

• Recubierta de diamante






# SISTEMA PUNTAS-V

## SISTEMA PUNTAS-V

El sistema de soporte Puntas-V de NSK es innovador, multifuncional y económico. El soporte de Puntas-V es un componente separado de las actuales Puntas de corte y puede ser reemplazado de forma fácil y sin costo. El sistema de soporte de Puntas-V ofrece flexibilidad y la capacidad de expandirse para responder a las amplias exigencias para aplicaciones clínicas multi-uso.



MODELO **S75**




CÓDIGO DE PEDIDO **Z252035**

• Incluye llave de sustitución de Punta E

## SISTEMA PUNTAS-V (Endodoncia)




MODELO **V-U15**



CÓDIGO DE PEDIDO **Y900177**

• Lima-V irrigación 23mm #15 • ISO15 • Juego de 6

MODELO **V-U20**



CÓDIGO DE PEDIDO **Y900178**

• Lima-V irrigación 23mm #20 • ISO20 • Juego de 6


MODELO **V-U25**



CÓDIGO DE PEDIDO **Y900179**

• Lima-V irrigación 23mm #25 • ISO25 • Juego de 6


MODELO **V-U30**



CÓDIGO DE PEDIDO **Y900180**

• Lima-V irrigación 23mm #30 • ISO30 • Juego de 6

MODELO **V-U35**



CÓDIGO DE PEDIDO **Y900181**

• Lima-V irrigación 23mm #35 • ISO35 • Juego de 6



